


MANUAL MODO DE USO PROGRAMA EDICIÓN DE ETIQUETAS DE GALÉNICA CP Farma

Pantalla principal:



CP Elegir tamaño de la etiqueta

Anchura etiqueta (mm)

Altura etiqueta (mm)

Usar plantilla...


100x35 3 COMP	
ContinuoPEQUEÑA2COMP	
ContinuoPEQUEÑA3COMP	
ContinuoPEQUEÑO5COMP	

Haga doble click en el nombre de la plantilla para cargarla

Aceptar

Al principio el programa dará la opción al usuario de introducir la anchura y la altura de la etiqueta (en milímetros), también se puede cargar una plantilla ya guardada haciendo doble clic en el nombre de la misma. Una vez introducido el tamaño al pulsar el botón “Aceptar” nos llevará a la siguiente pantalla

Pantalla de edición:



Nombre hospital
AMLODIPINO 1MG/ML SUSPENSION ORAL

Conservación: Observaciones:
Caducidad: 31/03/2023 Número de orden: 0002/01/23
Amlodipino 0,05 g
Ora plus F/473 ml 25 mL
Ora sweet F/473 ml 50 mL
Vía administración: Oral Cantidad: 50

Buscar..:

Orden de preparación **Componentes**
Procedimientos

ID procedimiento:
68
Número de orden:
0002/01/23
Nombre procedimiento:
AMLODIPINO 1MG/ML SUSPENSION OR
Cantidad elaborada:
50
Unidades:
mL
Fecha elaboración:
30/01/2023
Fecha caducidad:
31/03/2023
Comentario de etiqueta:
AGITAR ANTES DE USAR


Limpiar canvas Imprimir

En la pantalla de edición tenemos un menú superior con varias opciones como “Archivo”, “Opciones” y “Ayuda”.

- En Archivo podremos crear una nueva etiqueta, cargar plantillas previamente guardadas o guardar la etiqueta actual.
- En Opciones podemos cambiar el color de fondo de la etiqueta o cerrar el programa.
- En Ayuda podemos acceder al manual de usuario.


En el centro de la pantalla se puede observar la etiqueta, la cual se ha creado con el tamaño que hayamos introducido en la anterior pantalla. En dicha etiqueta podemos editar los elementos haciendo doble clic con el ratón encima del elemento que queramos editar. Esto abrirá la siguiente pantalla

Pantalla de edición de texto:



En la pantalla de edición de texto podremos cambiar varias propiedades como poner en negrita o cursiva, establecer un nuevo tamaño de letra, cambiar el color, la fuente y el texto. Una vez se hayan establecido las propiedades deseadas al hacer clic en el botón de guardar se aplicarán los cambios y se podrán ver reflejados en la etiqueta.

De vuelta en la pantalla principal



tenemos un menú lateral donde podemos arrastrar cualquier elemento a la plantilla manteniendo el clic del ratón sobre el elemento que deseemos arrastrar. Finalmente en la parte inferior tenemos un botón llamado “Limpiar canvas” para eliminar todos los elementos de la etiqueta.

El botón de imprimir nos abrirá una ventana de Windows donde podremos imprimir la etiqueta:

