


MANUAL MODO DE USO PROGRAMA EDICIÓN DE ETIQUETAS DE GALÉNICA CP Farma


Pantalla principal:



Al principio el programa dará la opción al usuario de seleccionar un material de acondicionamiento e introducir la anchura y la altura de la etiqueta (en milímetros), también se puede cargar una plantilla ya guardada haciendo doble clic en el nombre de la misma. Una vez introducido el tamaño al pulsar el botón “Aceptar” nos llevará a la siguiente pantalla


Nota: Para continuar usando el programa se debe seleccionar un material de acondicionamiento. El tamaño de la etiqueta se introduce en milímetros.

Pantalla de edición:




En la pantalla de edición tenemos un menú superior con varias opciones como “Archivo”, “Opciones” y “Ayuda”.


- En **Archivo** podremos crear una nueva etiqueta, cargar plantillas previamente guardadas o guardar la etiqueta actual.



- En **Opciones** podemos cambiar el color de fondo de la etiqueta, eliminar todo el texto de la etiqueta, añadir texto o cerrar el programa.




- En **Ayuda** podemos acceder al manual de usuario.



En el centro de la pantalla se puede observar la etiqueta, la cual se ha creado con el tamaño que hayamos introducido en la anterior pantalla. En dicha etiqueta tenemos la opción de hacer zoom usando la rueda del ratón cuando está posicionado en la etiqueta.

ETIQUETA AMPLIADA



The screenshot shows a software window titled 'Inicio' with a menu bar 'Archivo Opciones Ayuda'. The main area displays a large, detailed medication label. The label text is as follows:


Nombre hospital
OMEPRAZOL 2 MG/ ML SUSPENSION ORAL
 Conservación: Observaciones:
 Caducidad: 03/03/2023 Número de orden: 0024/02/23
 Omeprazol 200 mg
 Bicarbonato sódico 100 mL
 Vía administración: Oral Cantidad: 100

On the right side, there is a sidebar with a search bar 'Buscar..', tabs for 'Orden de preparación' and 'Componentes', and a section titled 'Procedimientos' containing the following details:

ID procedimiento: 382
 Número de orden: 0024/02/23
 Nombre procedimiento: OMEPRAZOL 2 MG/ ML SUSPENSION OR
 Cantidad elaborada: 100
 Unidades: mL
 Fecha elaboración: 01/02/2023
 Fecha caducidad: 03/03/2023

At the bottom of the sidebar are two buttons: 'Previsualizar etiqueta' and 'Imprimir'.


ETIQUETA REDUCIDA



This screenshot shows the same software interface as the previous one, but the medication label in the center is significantly smaller, demonstrating the 'reduced' view. The label text is the same as in the 'ampliada' view, but scaled down to fit a smaller area. The sidebar on the right remains identical, showing the same search bar, tabs, and procedure details.

También podemos editar los campos de texto haciendo doble clic encima del elemento que queramos editar. Esto abrirá la siguiente pantalla.

Pantalla de edición de texto:




En la pantalla de edición de texto podremos cambiar varias propiedades como ponerlo en negrita o cursiva, establecer un nuevo tamaño de letra, cambiar el color, la fuente y el texto.

A la derecha de la pantalla se puede observar la vista previa de cómo quedará el texto según los ajustes elegidos.

Una vez se hayan establecido las propiedades deseadas al hacer clic en el botón de “**Guardar**” se aplicarán los cambios y se podrán ver reflejados en la etiqueta.

De vuelta en la pantalla principal




The screenshot shows the main interface of the software. On the left, there is a large area for a prescription form. In the center, a white box contains the following information:

Nombre hospital	
OMEPRAZOL 2 MG/ ML SUSPENSION ORAL	
Conservación:	Observaciones:
Caducidad: 03/03/2023	Número de orden: 0024/02/23
Omeprazol 200 mg	
Bicarbonato sódico 100 mL	
Vía administración: Oral	Cantidad: 100

On the right, there is a sidebar with a search bar and a list of procedures. The search bar is labeled "Buscar..:" and contains the text "Canti". Below it, there are two tabs: "Orden de preparación" and "Componentes". The "Componentes" tab is selected, showing a list of procedures. The first procedure is "ID procedimiento: 382". Below it, there are fields for "Número de orden: 0024/02/23", "Nombre procedimiento: OMEPRAZOL 2 MG/ ML SUSPENSION OR", "Cantidad elaborada: 100", "Unidades: mL", "Fecha elaboración: 01/02/2023", and "Fecha caducidad: 03/03/2023". At the bottom of the sidebar, there are two buttons: "Previsualizar etiqueta" and "Imprimir".


Tenemos un menú lateral donde podemos arrastrar cualquier elemento a la plantilla manteniendo el clic del ratón sobre el elemento que deseemos arrastrar.

Por otro lado el programa también permite filtrar la búsqueda de elementos:




The screenshot shows a search filter interface. At the top, there is a search bar labeled "Buscar..:" with the text "Canti" entered. Below the search bar, there are two tabs: "Orden de preparación" and "Componentes". The "Componentes" tab is selected, showing a list of procedures. The first procedure is "Cantidad elaborada: 50". At the bottom of the sidebar, there are two buttons: "Previsualizar etiqueta" and "Imprimir".

También se puede eliminar texto de la etiqueta haciendo clic con el ratón en el texto que queramos eliminar. Aquí un ejemplo de cómo quedaría la etiqueta con varios campos eliminados:



Finalmente tenemos el botón de previsualizar etiqueta que nos mostrará cómo queda la etiqueta antes de la impresión.



Y el botón de imprimir que imprimirá tantas etiquetas cómo se hayan definido en la primera pantalla.